

シンポジウム — デジタルシネネットワーク技術の現状と将来展望 — (メーカー側)

循環器動画像運用ネットワークシステムについて

株式会社エルクコーポレーション システム開発事業部 鍵谷 昭典

弊社では、操作性を重視し、しかもコストパフォーマンスに優れた、国産初の統合型循環器動画像運用ネットワークシステム (**ELK-INS for Cardiology**) の構築に取り組んでおり、その概要を紹介いたします。

まず、循環器 DICOM 動画データは、検査後の即応性を考慮し、検索頻度の高いデータはディスクアレイ (RAID 5 管理) を使用し、同時に二次保管として DVD チェンジャー等を利用した動画像運用オンラインネットワーク **Cardi-on-net** にて運用します。

このネットワークでは診断装置からの DICOM 動画データをサーバーに取込み、クライアント (画像表示端末) からの要求に応じて、512×512×8bit 動画データを、ほぼリアルタイム (30fps) の転送レートで配信します。クライアントからサーバーのデータベースにアクセスし、画像要求を指示してから約 1 秒で参照画像一覧 (DICOM DIR サムネイル) を表示し、そのサムネイル画像からマルチフレームのシリーズ画像を呼び出すのに上記の転送スピード (30fps) を実現しています。現在、ネットワークは 100Base の Ethernet が標準になりますが、サーバーと Switching HUB 間はギガビット Ethernet を使用する場合があります。

ディスクアレイの容量はその運用期間によって異なりますが、通常一次保管での検索頻度の高い 1～3ヶ月分のデータを運用される場合が多く、検索頻度が低くなる上記の期間以降については、二次保管媒体の DVD チェンジャー等での運用に移行されます。DLT などのテープ媒体での管理も含め、それぞれの導入施設の運用に合った構築が可能です。

オンラインネットワークでのクライアント (画像表示端末) には、本格的な観察用として操作性に優れた **DCAP-II** (従来のシネプロジェクターに近いジョグシャトルダイヤル等を搭載したタイプ)、簡易観察用には汎用 PC でも動作する **DCAP-Personal net** を使用します。どちらの観察

装置もオフラインメディアの観察にも使用可能であり、オフラインのみの運用も可能です。

また、**DCAP-II** は、カンファレンスでの検討用に約 50 人分のデータをハードディスクに蓄えることが可能で、オフラインでも複数の検査データを、オンラインでの運用と同じ様に表示可能なタイプです。コントローラー部はセパレートタイプ。特にカンファレンス等のオフラインでの使用で、威力を発揮します。2 台の CD-R ドライブを搭載しており、並行処理による CD-R データ読み込み・表示、更に内部のハードディスクに約 50 人分のデータ保存を行うことができ、リアルタイムに表示させます。

観察と同時に解析が必要な場合は、心機能解析ソフトウェア **CAW-2000** (左室計測・右室計測・冠状動脈計測等の解析) との連動も可能です。このソフトウェアは Windows 専用に開発されたシネ画像計測ソフトウェアです。

運用に関しては、オンラインネットワークでの運用のみならず、オフライン運用との併用や、オフラインのみでの運用も考えられます。

オフラインメディア (CD-R) の管理については DICOM CD-R メディア貸出管理システム **CD-500** があります。オフラインメディア (CD-R) の管理には大切な診療データの紛失防止等の機能が求められます。大量の記録済み CD-R の散漫、紛失を防ぐ為に、簡便に登録、検索、貸出・返却などが行え、かつその履歴管理を行うことが出来ます。

「デジタル化非対応のシネ装置をいかにデジタル化対応させるか」、「既存シネフィルムをいかに DICOM データ化するか」をコンセプトとして開発したリアルタイムビデオ動画 DICOM 変換装置 **CS-2000S** があります。

この変換装置は診断装置の曝射信号・VTR 信号等との連動により取込み開始・終了操作が行えます。小児用検査に適したビデオレート 60 フレームや 1000 本系のビデオ信号までのリアルタイム取込みが可能で、リアルタイム (30fps) に心血管

撮影時の動画を A/D 変換します。検査終了後の DICOM CD-R への書き込みや、オンラインネットワークへのデータ転送が行えます。さらに、この装置にテレシネコンバーターCAP-35E II (同期連動型カメラを搭載したタイプ) を接続すると、シネフィルムデータを ACC DICOM データとして CD-R に書き込むことも可能となります。また、動画像運用ネットワークサーバーへ転送する事も可能です。更にパイプライン対応の CS-2000H もあります。

また、シネフィルムをお預かりして、デジタル変換し、CD-R へ DICOM データとして書き込むサービスも実施しています。シネフィルムの汚れをクリーニングしてからデジタル化するファイン仕上げと、そのままデジタル化するノーマル仕上げがあります。

今後の商品化企画としては、AHAレポートを含むカテーテル検査台帳システム、カテ室での放射線情報システム (RIS)、波形データの取り込み処理、更には院外との動画ネットワーク等に取組んでいきます。

以上の様に、弊社は「お客様志向に立った最先端のシステムインテグレーター」を目指し、循環器動画ネットワークシステム及びその周辺機器の開発に取組んでおります。更に国産という利点もあり、カスタマイズ対応等で、フレキシビリティにも富むものと確信しています。平成 13 年 3 月末現在で、国立循環器病センター放射線診療部様での稼動を初めとして、11 施設での運用実績があります。

今後とも、循環器検査の効率化、システム化に貢献してまいります。

