


点検・整備識別テープ

点検バン®



- (公社)北海道臨床工学技士会とニチバンメディカル(株)が共同開発
- 医療業界、製造業界、食品業界などいろいろな分野で活用できます。
- 医療業界では医療安全と感染対策の精度向上に有用です。



活用方法は皆さんのアイディア次第で無限大に広がります!

人工呼吸器




どちらが安全で清潔な機器か一目瞭然!



救急カート



シリンジポンプ



輸液ポンプ



整理・整頓・美化にも役立ちます。



公益社団法人
北海道臨床工学技士会



ニチバングループ
ニチバンメディカル株式会社

点検バン®

- 文字が書けるので年月日などが記入できます。
- 剥がした後に粘着剤が残りません。
- 10巻で約4,000回使えます。



点検・整備済み！


点検・整備済み！

点検・整備済み！

開発メンバーからひと言



公益社団法人 北海道臨床工学技士会会長
札幌医科大学附属病院 臨床工学部 主任技師 室橋 高男
テープを貼るアイデアは函館五稜郭病院の雲母公貴係長が発案し、その後、文字の印字やテープのサイズ、材質などを旭川赤十字病院の脇田邦彦技師長と3人で試行錯誤を繰り返し完成しました。医療機器の多い大病院では点検済みとそうでないものが混在しない管理方法として全国で活用が進んでいます。



公益社団法人 北海道臨床工学技士会副会長
旭川赤十字病院 医療技術部 技師長 脇田 邦彦
チームで成り立っている医療において、他部門のスタッフでもわかりやすい環境を構築することが医療安全・感染対策の精度を上げるためには重要です。単純なテープにみえますが、印字間隔や材質など、試行錯誤を繰り返し、何にでも応用できる合理的な仕様になっています。今や点検バンは当院では無くてはならない管理ツールとなっており、医療安全や感染対策の精度向上に役立っています。



公益社団法人 北海道臨床工学技士会 安全委員
公益事業推進委員
函館五稜郭病院 臨床工学科 係長 雲母 公貴
病院機能評価Ver6.0受審の際、使用前・後の機器を明確に区別するため、糊残りの少ない農産用「たばねら®テープ」を活用した管理を行い、好評を得ました。あれから5年、幾多の改良を行い、納得のいくテープに仕上がっています。手軽できれいに、しかも低コストで明確に管理できる優れものです。

関連商品紹介

テープカッター
タブメーカー®



テープの「折り返しタブ」が、テープカッターで自動作成できます。
タブメーカー®はニチバン株式会社の販売品です。

包装形態



基材:不織布 粘着剤:アクリル系

品番	品名	サイズ	数量	JANコード*	希望小売価格
TKB1850	点検バン®	18mm × 50m	10巻入り	4562380363855	8,800円

●使用上のご注意

・貼る場所や環境によっては糊残りや貼り跡が発生する場合がございます。ご使用前に問題がないことを確かめてからご使用ください。

お問い合わせ先

製造元



NICHIBAN

ニチバングループ

ニチバンメディカル株式会社

〒838-0815福岡県朝倉郡筑前町野町字禪門橋1713

<http://www.nichibanmedical.co.jp/>



この内容は2014年8月現在のものです。