

2019年12月27日

各位

徳島大学病院

臨床試験管理センター長 楊河 宏章

治験薬保管用冷蔵庫の入れ替えに伴う治験薬の移動について（お知らせ）

[冷蔵庫の入れ替え理由]

現在稼働中の治験薬保管用冷蔵庫（管理温度帯：2～8℃）が古くなってきた為

[冷蔵庫の品名・型番]

変更前：SANYO 薬用冷蔵ショーケース MPR-1011

変更後：PHcbi 薬用冷蔵ショーケース MPR-1014-PJ

[環境]

設置場所：変更無し（臨床試験管理センター IND 室）

温度ロガー：変更無し（MD8001-300）

施錠状況：変更無し

[治験薬の移動]

日時：2019年12月25日（水）9時30分開始、9時55分終了

対応者：治験薬管理薬剤師 坂本 久美子

[手順]

2019.12.17 新冷蔵庫をIND室へ搬入し、稼働開始した。旧冷蔵庫は新冷蔵庫の隣に設置した。

2019.12.25 新冷蔵庫内が2～8℃であることを確認したのち、温度ロガーと共に治験薬を隣の新冷蔵庫へ移動させた。

[移動前後の温度逸脱]

なし

[治験薬の紛失・破損]

なし

【問い合わせ先】

臨床試験管理センター 前田 和輝

TEL 088-633-9294

E-mail maeda.kazuki@tokushima-u.ac.jp